


04

## GD Lift vs M Cog 外形对比



### GD Lift 18G 17cm

- ▶ 每一个Wedge细而对称, 呈现较为密集形态
- ▶ 线体粗细相对一致, 笔直延伸
- ▶ 每1CM含有 6~8个Wedge, 牵引力均衡






### Mint lift MINI-S 17G 17cm

- ▶ 每一个Cog比较粗, Cog间的距离以较宽的螺旋形态构成
- ▶ 线体粗细不一, 弯曲延伸
- ▶ 每1CM含有 2~3个Cog


\* 备注: 本测试在10倍光学显微镜下拍摄

## GD Lift vs M Cog 溶解时间对比

GD Lift



Cutting Thread



0 天

30 天后

90天后

05

## GD Lift 规格

| 分 类 | 规 格                   | 备 注    |        | 包 装  |
|-----|-----------------------|--------|--------|------|
|     | (针粗/针长/线长)            | 线形(压模) | 钝针(L头) |      |
| 大V线 | 18G x 100mm - 185mm   |        |        | 8根/包 |
|     | 19G x 100mm - 185mm   |        |        | 8根/包 |
| 小V线 | 23G x 60mm - 140mm    |        |        | 8根/包 |
| 隆鼻线 | 20G x 50mm - 80mm 鼻小柱 |        |        | 8根/包 |
|     | 20G x 50mm - 70mm 鼻背  |        |        | 8根/包 |
| 压模线 | 线长度: 410mm            |        | -      | 2根/包 |

GD lift™



**GOLDEN  
DRAGON  
LIFT**  
BEAUTY BACK IN TIME  
TO RE-LOCATE



2013, 1719, Gyebaek-ro, Jung-gu, Daejeon, Korea

Tel +82.42.527.7661 Fax +82.42.527.6166

Wechat zens888, zens\_korea, zens3502

E-mail loh6710@gmail.com




# 01

## 什么是GD Lift?

PDO线利用特殊加工的刀刃，通过非加热处理技术生产而成,是一种具有同等且坚固倒勾的新概念、可吸收性缝合线。

获得专利认证的该制造方式，2-0型号线具备无缺陷及较强的牵引力及拉力。

与原有施术方式相同，简单的手术可持续一年以上的效果。



# 02

## GD Lift – 特点

- ▶ 180个双倒勾-更有效、均衡的固定于肌肤
- ▶ 较强的拉力 (是其他公司产品的两倍)，可防止在施术过程中线体断裂
- ▶ 较强的牵引力，用于面部提升，效果更佳
- ▶ 较短的施术时间
- ▶ 超过1年的效果 (约1~2年)
- ▶ 最小的组织反应
- ▶ 局部麻醉，施术简单
- ▶ 非加热处理技术，使线体维持原有强度


## GD Lift – 安全性

### 双重包装

- ▶ EO Gas灭菌，氮气等双重包装，均为最安全、最稳定的包装形式

### 使用PDO(polydioxanone)

- ▶ 被记载于DMF的可分解性原料(180~240天) / 食药厅许可产品



# 03

## 手术前后对比



## 认证及许可

